



Brugsklart produkt til rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr.

mikrozid® sensitive wipes

Vores fordele

- Velegnet til alkoholfølsomt medicinsk udstyr
- Velegnet til følsomt medicinsk udstyr
- Brugsklar

Anvendelsesområde

Produktet er egnet til rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr. Vores specialist til følsomme overflader overbeviser med sin enestående materialekompatibilitet. Følsomme materialer er meget udbredte på hospitaler, hvorfor mikrozid® sensitive kombinerer høj effekt med fremragende materialekompatibilitet. Selv ultralydsprober kan rengøres og desinficeres*** med mikrozid® sensitive wipes.

Brugsanvisning

Tør overfladen grundigt af med kluden, og lad den aktive opløsning virke. Sørg for fuldstændig befugtning. Sørg for, at alt synligt snavs er fjernet inden desinfektion. Behandl kun små områder. Aftøringsområdet afhænger af rumtemperaturen og overfladernes struktur. Vær opmærksom på hygiejniske forhold ved åbning og gennemtrækning af den første klud. Sørg for at lukke låget efter brug. Kun til professionelt brug. Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed. Ikke til endelig desinfektion af semikritisk og kritisk medicinsk udstyr! schülke garanterer en holdbarhed på 3 måneder efter åbning af pakken.

Påfyldning af boksen

Desinficér først hænderne, og tag et par friske beskyttelseshandsker og en kittel på. Sørg for, at handskerne ikke er forurenet af andre aktiviteter under påfyldningen. Overfør mærkaten med udløbsdatoen til dispenserboksen.

Skrul låget af, læg refill-posen helt ned i dispenserboksen (form den om nødvendigt til på forhånd), og klip kanten af posen af. Træk den perforerede klud ud fra midten af rullen, før den nedfra ind i den medfølgende styrespalte i dækslet, og træk den igennem. Desinficér låget, og skru det på. Til højrisikoområder anbefaler schülke ikke at bruge refill-posen.

Mikrobiologisk effekt

	Testmetode	Kontaktid
Bakterier, gær og mykobakterier		
baktericid	EN 13727 EN 16615	1 min.
baktericid	i henhold til VAH-retningslinjer med korte kontakttider	1 min.*
yeastcid	EN 13624 EN 16615	1 min.
yeastcid	i henhold til VAH-retningslinjer med korte kontakttider	1 min.*
Virus		
virucid mod kappebærende vira	EN 14476	30 sek.
Norovirus (MNV)	EN 14476	15 min.*
Rotavirus	i henhold til DVV/RKI-retningslinje	30 sek.**
Polyoma SV40	i henhold til DVV/RKI-retningslinje	1 min.**

Produkt testet under urene betingelser.

*rene betingelser

**i henhold til DVV/RKI-retningslinje

mikrozid® sensitive wipes

Certifikater / Normer



Produktdata

Sammensætning:

0,25 g alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)), 0,25 g didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), 0,25 g alkyl(C12-14)ethylbenzylammoniumchlorid (ADEBAC (C12-14))

Særlige anvisninger

Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Produktets egnethed med hensyn til dets virkningsspektrum skal kontrolleres separat. For overfladedesinfektionsmidler gælder følgende: "Desinfektionsmidler adskiller sig blandt andet med hensyn til deres virkningsspektrum over for mikroorganismer. Dette skal tages i betragtning ved valg af et egnet præparat til de pågældende områder." Bemærk, at der er kendte tilfælde af bakteriestammer, som udviser nedsat følsomhed eller udvikling af tolerance over for desinfektionsmidler.**** Bl.a. kan produkter baseret på kvaternære ammoniumforbindelser i disse tilfælde være utilstrækkeligt effektive. Til desinfektion af overflader i højrisikoområder (såsom intensivafdelinger, hæmatologi-onkologi, neonatologi eller forbrændingsenheder) anbefaler schülke derfor f.eks. mikrozid® PAA+ wipes eller mikrozid® AF wipes, som på grund af deres egenskaber dækker et særligt bredt virkningsspektrum. Det anbefales at bære beskyttelseshandsker. Yderligere oplysninger fås på anmodning.

Bestillingsoplysninger

Vare	Leveringsform	Varenr.
mikrozid® sensitive wipes Jumbo Refill 200 wipes	12 / karton(er)	på anmodning
mikrozid® sensitive wipes Jumbo Tub 200 wipes	10 / karton(er)	på anmodning
mikrozid® sensitive wipes Tub 120 Wipes	10 / karton(er)	på anmodning
mikrozid® sensitive wipes premium maxi softpack 80 wipes	6 / karton(er)	på anmodning
mikrozid® sensitive wipes premium softpack 100 wipes	6 / karton(er)	på anmodning
mikrozid® sensitive wipes premium softpack 50 wipes	12 / karton(er)	på anmodning

Disse produkter er ikke tilgængelige i alle lande. Kontakt venligst vores lokale datterselskab eller distributør for yderligere oplysninger.

Tilbehør

Vare	Varenr.
Vægbeslag	60000460
Vægbeslag premium 1 stk.	70001496
Vægbeslag Jumbo Tub	134421
Vægbeslag mikrozid/kodan-dispenser	134417

Relaterede produkter

- mikrozid® universal wipes premium
- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® PAA+ wipes
- mikrozid® sensitive liquid
- mikrozid® universal wipes plastic-free wipes

Miljøoplysninger

schülke fremstiller sine produkter med avancerede og sikre produktionsprocesser under høje kvalitetsstandarder.

ikke til endelig desinfektion*Anbefaling fra RKI (Tysklands folkesundhedsinstitut): Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen



Imtex ApS
Vallensbæk vej 18B,
2605, Brøndby
www.imtex.dk



Schülke & Mayr GmbH har en fremstillingstilladelse i henhold til § 13, stk. 1 i den tyske lægemiddellov og GMP-overensstemmelsescertifikater for lægemidler.