

TAC-MAT

Antibakteriel klæbemåtte

- 90 % bakterie desinficerende
- Klæbemiddel er miljøvenligt
- Varierende størrelser og farver
- 99 % støvoptagelse ved 5 skridt

Velegnet til:

- Industri
- Fødevarer
- Laboratorier
- Medicinal
- Hospital
- Datarum
- Kontor



MATERIALE	KLÆBEMIDDEL	TYKKELSE	PAKNING
Polyethylen	Vandig Akryl	Top lag 0,040 +- 0,005 mm Mellemlag 0,045 +- 0,005 mm Nederste lag 0,055 +- 0,005 mm	30 ark/mat 4 måtter/karton

FARVE	STØRRELSE	VARENUMMER
Hvid	457 x 1200 mm	4571200U
Hvid	600 x 1200 mm	6001200U
Hvid	900 x 1200 mm	9001200U
Blå	600 x 1200 mm	6001200BL
Blå	900 x 1200 mm	9001200BL

Andre størrelser og farver kan fås på bestilling. Kontakt Imtex Aps for yderligere information.


TAC-MAT

Antibakteriel klæbemåtte

MONTERINGSVEJLEDNING

Måtten placeres på gulvet udenfor det område, som ønskes beskyttes mod snavs og skidt.

Det skal være muligt at tage tre skridt på måtten, før man træder ind i lokalet.



Den yderste bundfilm fjernes, og måtten presses mod gulvet for optimal vedhæftning.

Når måtten er placeret fjernes den øverste film, og måtten er nu klar til brug.

Hver måtte består af 30 lag, som afrives efter behov. Afrivningssnippen angiver hvor mange lag, der er tilbage.

Når sidste lag er brugt, fjernes den selvklæbende bund, og en ny måtte kan placeres.

